

お客様各位
販売店様各位

2012年3月

年度末特別キャンペーン製品納期遅れに対するお詫び

拝啓 時下ますますご清栄の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、微量高速遠心機シリーズ年度末特別キャンペーンは、おかげさまでご好評につき予定数を上回るご注文をいただき、納期遅れのご迷惑をおかけしていますこと誠に申し訳ありません。現在少しでも納期を早くするよう鋭意努力しておりますので、いましばらくお待ち下さいますようお願い申し上げます。

なおキャンペーン期間の3月31日まではご注文をお受けしますが、今後ご注文の納期につきましては5月以降の予定となります。何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

敬具

日立工機株式会社
ライフサイエンス機器事業部
〒108-6021
東京都港区港南二丁目15番1号
品川インターシティA棟21階
TEL: 03-5783-0614
FAX: 03-5783-0621

Special Price!

日立微量高速遠心機シリーズ

キャンペーン期間
2011年11月15日(火) ~
2012年 3月31日(土)まで

お得な価格! 年度末特別キャンペーン!!

ご好評を頂いております日立微量高速遠心機シリーズを30%OFFの価格でご提供いたします。
この機会に是非ご検討ください。

微量高速遠心機シリーズ himac CF-RXII SERIES



30%Off!!



30%Off!!



CF16RXII

最高回転速度:16,000rpm
最大遠心加速度:22,200xg
本体寸法:490(W)×580(D)×852(H)mm
質量:105kg



標準価格
¥900,000

こんなに
お得!

年度末キャンペーンプライス!!

¥630,000

CF15RXII

最高回転速度:15,000rpm
最大遠心加速度:22,200xg
本体寸法:370(W)×517(D)×834(H)mm
質量:82kg



標準価格
¥780,000

こんなに
お得!

年度末キャンペーンプライス!!

¥546,000

卓上微量高速遠心機 himac CT15RE



CT15RE (冷却機付)

(標準価格 ¥400,000)
最高回転速度:15,000rpm
最大遠心加速度:21,500xg
寸法:290(W)×538(D)×307(H)mm
質量:40kg



T15A61

(プラスチックカバー付)
(標準価格 ¥60,000)
15,000rpm (21,500xg)
1.5mL/2mL×24本
遠心式フィルターチューブ対応



セットで
30%Off!!

2点セット標準価格
¥460,000

こんなに
お得!

年度末キャンペーンプライス!!

¥322,000

Hitachi Koki
HITACHI

ロータは本体とセットで30%OFF!!

期間限定のチャンス！ぜひ、この機会に本体とロータのセットでお買い求めください。




日立微量高速遠心機CF-RXIIシリーズのロータは全て載せるだけ!!

日立独自の“ロータクイックセッティング方式”採用。豊富なロータを思いのままに使え、ネジ締めめの煩わしさがなく締め付けミスによる故障の心配もありません。チャンバ内の清掃も簡単です。

用途に応じて選べる、豊富なロータバリエーション


CF15RXII・CF16RXII用ロータ

※その他のロータ&アダプタは、総合カタログをご参照ください。



T15A45 アングルロータ


- 5mlチューブを22,100xgの高Gで遠心可能
- ペレットングに最適な穴角度45度を採用
- オートクレープ可能
- 万一処理中にチューブから試料が漏れても液をロータ内に保持し飛散を防止する「液封環状溝」付
- シールドカバー(別売) (¥99,000)



液封環状溝
マイクロチューブ

形名	T15A45
最高回転速度	15,000rpm
最大遠心加速度	22,100xg
チューブ容量	5ml × 12本
標準価格(税別)	¥160,000(カバー別売)

T15A45ロータ適用チューブ



大容量 5.0ml
クリアタイプ

BIO-BIK 5ml サンプルングチューブ ST-500
商品No.ST-500

T15AP31

PCRチューブ対応



1.5/2.0ml×18本
15,000rpm(18,800×g)
¥90,000

T15A39

PCRチューブ対応



1.5/2.0ml×24本
15,000rpm(21,500×g)
¥150,000

T15A38

PCRチューブ対応



1.5/2.0ml×36本
15,000rpm(21,600/18,300×g)
¥230,000
※遠心式フィルターチューブ対応

T15A43

PCRチューブ対応



1.5/2.0ml×36本 0.2ml×18本
15,000rpm(21,600/18,300×g)
¥180,000

T15S31

PCRチューブ対応



1.5/2.0ml×16本
15,000rpm(19,500×g)
¥250,000
パケッ別売 ¥60,000~

T15A41

培養管



15TC/50TC×4本
15,000rpm(22,200×g)
¥260,000

CF16RXII用ロータ

T9A31

培養管



50TC×8本
9,000rpm(10,600×g)
¥280,000

T8H31




PCRプレート×4枚
8,000rpm(7,100×g)
¥400,000

シングルロータ

CF16RXII用ロータ

T4SS31



4,000rpm(2,900×g)
¥180,000

T4SS31用アダプタ



15TC×6S アダプタ (V底培養管用)
50TC×2S アダプタ

T5S32



96DW×2
4,800rpm(3,120×g)
¥300,000

T5S33



96DW×4
4,700rpm(3,100×g) シールドカバー付
¥390,000

※その他のロータ&アダプタは、総合カタログをご参照ください。

【製造・販売・保守】

日立工機株式会社

東日本地区

東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟21階 03-5783-0614

西日本地区

兵庫県西宮市津門大筒町10-20 0798-23-4125

URL <http://www.hitachi-koki.co.jp/himac/>

- このカタログに掲載した製品は、改善のため外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 標準価格は仕様や構成により異なります。
- 全て税別価格となります。