

アングルロータ Angle Rotor (R12AF)

最高回転速度 : 12,000 rpm




Max. Speed

最大遠心加速度 : 22,500 × g

Max. R. C. F.

全容量 : 2,000ml = 500ml × 4

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles


















アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	500PAボトルクミ Bottle Ass'y 330437A	φ 7.3 × 16.3	390ml	12,000	22,500
	キャップレス Capless	500SSボトル Bottle 328344A	φ 7.3 × 16.5	380ml	12,000	22,500
	キャップレス Capless	500SSチューブ Tube 328510A	φ 7.3 × 15.0	250ml	12,000	22,500
	—	500PAシールボトルクミ Seal Bottle Ass'y S305830A	φ 7.3 × 16.3	500ml	8,000	10,000
3G18A500アダプタ Adaptor 336724A φ 7.3 × 12.5 PP	キャップレス Capless	3mlPYREXチューブ Tube (市販品) (Marketed)	φ 1.0 × 7.5	3ml	7,000	7,500
10G19A500アダプタ Adaptor 336725A φ 7.3 × 12.5 DE	キャップレス Capless	10ガラスチューブ Glass Tube 464977A	φ 1.2 × 10.5	7.1ml	4,000	2,300
15G7A500アダプタ Adaptor 336726A φ 7.3 × 12.5 NBR	キャップレス Capless	(15Corexチューブ) Tube	φ 1.8 × 10	12ml	8,000	9,100
(30G4A500アダプタ) Adaptor φ 7.3 × 12.5 NBR	キャップレス Capless	(30Corexチューブ) Tube	φ 2.4 × 10.5	22ml	8,000	9,100
50GA500アダプタ Adaptor 336728A φ 7.3 × 12.5 NBR	キャップレス Capless	50ガラスチューブ Glass Tube 473866A	φ 3.5 × 10.0	30ml	4,000	2,000
50×3A500 アダプタ(B) Adaptor(B) S407824A φ 7.3 × 12.5 PP	M-PPフタ Lid 328479A	50PAチューブ Tube 328353A	φ 2.9 × 10.3	28ml	8,000	9,300
	50PCチューブ Tube 328354A	φ 2.9 × 10.3	28ml	8,000	9,300	
	—	50PPボトルクミ Bottle Ass'y S306352A	φ 2.9 × 10.3	32ml	8,000	9,300
	—	50PCボトルクミ Bottle Ass'y 328352A	φ 2.9 × 10.3	32ml	8,000	9,300
	キャップレス Capless	50SSチューブ Tube 328342A	φ 2.9 × 10.3	34ml	8,000	9,300

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.

アングルロータ Angle Rotor (R12AF)

適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
 80A500 アダプタ Adaptor 336730A φ 7.3×12.5 NBR	—	 70PC ボトルクミ Bottle Ass'y S308432A	φ 3.8×10.4	52mℓ	8,000	8,000
	—	 (80PA ボトルクミ) Bottle Ass'y 332094A	φ 3.8×10.6	56mℓ	8,000	8,000
	—	 (80PC ボトル) Bottle Ass'y 327360A	φ 3.8×10.6	56mℓ	8,000	8,000
	キャップレス Capless	 94SS チューブ Tube 326012A	φ 3.8×10.1	40mℓ	8,000	8,000
 300A500 アダプタ(B) Adaptor(B) S409507A φ 7.3×12.5 PP	—	 250PP ボトルクミ Bottle Ass'y S306749A	φ 6.2×12.4	250mℓ	12,000	21,600
	—	 250PC ボトルクミ Bottle Ass'y S306750A	φ 6.2×12.4	250mℓ	12,000	21,600
	—	 (300PA ボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2×13.7	200mℓ	12,000	21,600
	—	 (300PC ボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2×13.7	200mℓ	12,000	21,600
	—	 300SS チューブ Tube 328343A	φ 6.2×12.8	130mℓ	12,000	21,600
 (300A500 アダプタ) Adaptor 336732A φ 7.3×12.5 NBR	—	 250PP ボトルクミ Bottle Ass'y S306749A	φ 6.2×12.4	250mℓ	8,000	9,600
	—	 250PC ボトルクミ Bottle Ass'y S306750A	φ 6.2×12.4	250mℓ	8,000	9,600
	—	 (300PA ボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2×13.7	200mℓ	8,000	9,600
	—	 (300PC ボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2×13.7	200mℓ	8,000	9,600
	キャップレス Capless	 300SS チューブ Tube 328343A	φ 6.2×12.8	130mℓ	8,000	9,600

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.