

アングルロータ Angle Rotor R26A※ (RR26A)

※ 受注生産ロータ

最高回転速度 : 26,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 80,110 × g

Max. R. C. F.

全 容 量 : 360ml = 30ml × 12

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)	
—	—	30PAボトルクミ Bottle Ass'y	φ 2.5 × 9.6	26ml	26,000	80,110	
	—	30PCボトル(C3)クミ Bottle (C3) Ass'y	φ 2.5 × 9.7	26ml	26,000	80,110	
	—	30PCボトル(B3)クミ Bottle (B3) Ass'y	φ 2.5 × 9.7	26ml	26,000	80,110	
	E-SSフタ Lid 451482	40SSチューブ Tube	φ 2.6 × 9.0	25.4ml	26,000	80,110	
	キャップレス Capless	—	33PCアツチューブ Thick-Walled Tube	φ 2.6 × 8.9	21.2ml	26,000	80,110
			33PAアツチューブ Thick-Walled Tube	φ 2.6 × 8.9	21.2ml	23,000	62,690
			40SSチューブ Tube	φ 2.6 × 9.0	25.4ml	26,000	80,110
12A40アダプタ Adaptor 336691A φ 2.6 × 8.5 DE	キャップレス Capless	10PCアツチューブ Thick-Walled Tube	φ 1.6 × 7.6	6.5ml	23,000	59,080	
		10PAアツチューブ Thick-Walled Tube	φ 1.6 × 7.6	6.7ml	23,000	59,080	
		12SSチューブ Tube	φ 1.6 × 7.6	8.5ml	23,000	59,080	
	—	10PCボトル(B)クミ Bottle (B) Ass'y	φ 1.6 × 8.2	8.4ml	23,000	59,080	
	—	10PCボトルクミ Bottle Ass'y	φ 1.6 × 8.2	9.6ml	23,000	59,080	
	—	10PAボトルクミ Bottle Ass'y	φ 1.6 × 8.2	10ml	23,000	59,080	
6.5A40アダプタ Adaptor 336690A φ 2.6 × 8.5 DE	キャップレス Capless	4.7PCアツチューブ Thick-Walled Tube	φ 1.3 × 6.4	3.4ml	23,000	55,480	
5A40アダプタ Adaptor 336689A φ 2.6 × 8.5 DE	キャップレス Capless	3PCチューブ Tube	φ 1.3 × 5.1	2.6ml	23,000	52,400	