

# アングルロータ Angle Rotor (R7AF2) (R7AF)

最高回転速度 : 7,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 11,400 × g

Max. R. C. F.





全容量 : 6,000mℓ = 1,000mℓ × 6

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	 スクリューキャップ クミ Cap Ass'y S408382A		1000PCボトル(2)クミ Bottle Ass'y S305594A	φ 9.8 × 16.3 910mℓ	7,000	11,400
—	 スクリューキャップ クミ Cap Ass'y S408382A		1000PPボトル(2)クミ Bottle Ass'y S305802A	φ 9.8 × 16.3 910mℓ	7,000	11,400